

Z-SHINE

Kit per la lucidatura in pasta diamantata

In un solo passaggio di 30 secondi o meno otterrete una finitura altamente lucida su tutte le superfici, dalla zirconia ai compositi ibridi.

Il kit comprende 5 gr di pasta diamantata, una spazzola in setola e una ruota in feltro morbido per la brillantatura.

Vantaggi:

- Alto livello di lucidatura in un solo passaggio
- Lucidatura in meno di 30 secondi
- Facile pulizia (20 secondi)
- Idrosolubile
- Adatto per qualsiasi materiale di riparazione
- Prodotto specificamente per e.max & corone in zirconia



Z-SHINE Diamond Polish Kit



Distributore autorizzato  dentalcreations Ltd.